



Isterosalpingografo Completo

Codice GEF (SKU) 29780

ISTEROSALPINGOGRAFO Strumento per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, tipo Prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino. Lo strumento è leggibile al buio grazie a una sostanza luminescente. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISTEROSALPINGOGRAFO
- Strumento per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, tipo Prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino.
- Lo strumento è leggibile al buio grazie a una sostanza luminescente.
- Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29780



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697