

GEF Medica

Siringa Record Istero 20cc Luer Lock

Codice GEF (SKU) **29785**

SIRINGA PER ISTEROSALPINGOGRAFO 20 cc - LUER LOCK -
ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SIRINGA PER ISTEROSALPINGOGRAFO 20 cc - LUER LOCK - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
29785



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697