



GIMAFIX FISSATORE PER CITOLOGIA

Dispositivo medico

Classe A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **29788**EAN / GTIN **8023279297881**Confezione **1**

FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 100 ml - conf. da 12
Fissatore per citologia. Composizione: alcol isopropilico,
polietilenglicole. Spruzzare a una distanza di 20 cm dal vetrino. Asciuga
rapidamente e forma una pellicola sottile per conservare nel tempo il
vetrino. Conforme al Regolamento 2017/746 UE. Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 29788 | 29788 | 8023279297881 | 1 |
| 29789 | 29789 | 8023279297898 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W01030705

EAN / GTIN

8023279297881

CODICE GEF

29788

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697