

PIPELLA 1 foro sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29826

EAN / GTIN 8023279298260

Confezione 1

GEF Medica

Per il prelievo endometriale citologico e prelievi di sperma in test post-coitali. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la contrazione del collo dell'utero. • Misura esterna: Ø 2 ± 0,5 mm • Diametro esterno: 3,1 mm • Lunghezza cannula: 23,5 cm • Lunghezza manico: 26,5 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U0899EAN / GTIN
8023279298260CODICE GEF
29826ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697