



Pessario Gyn&cube Diametro 28/38 Mm, H 38 Mm - Standard

Codice GEF (SKU) **29887**

EAN / GTIN **3662914003453**

Pessario Gyn&Cube ø 28/38 mm, h 38 mm - standard Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti. Cordino rinforzato in kevlar. Istruzioni multilingua: GB, FR,

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pessario Gyn&Cube ø 28/38 mm, h 38 mm - standard Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti. Cordino rinforzato in kevlar. Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, DE. Indicazioni: - stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging) - prolasso moderato o esteriorizzato - cistocele e rettocele moderato - dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3662914003453

CODICE GEF

29887



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697