



Pessario Gyn&cube Diametro 32/44 Mm, H 44 Mm - Large

Codice GEF (SKU) 29888

EAN / GTIN 3401564583782

Pessario Gyn&Cube ø 32/44 mm, h 44 mm - large Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti.

Cordino rinforzato in kevlar. Istruzioni multilingua: GB, FR, IT,

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pessario Gyn&Cube ø 32/44 mm, h 44 mm - large Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti. Cordino rinforzato in kevlar. Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, DE. Indicazioni: - stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging) - prolasso moderato o esteriorizzato - cistocele e rettocele moderato - dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3401564583782

CODICE GEF

29888



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697