



PESSARIO UTERINO SILICONE diam. 55 mm

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **29892**EAN / GTIN **8055060761547**Confezione **1**

Pessario ad anello in silicone - trasparente Ø 55 mm Per prolapsi di primo e secondo grado. Autoclavabile a 121°C solo prima del primo utilizzo. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Il pessario funge da sostegno in caso di prolasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo. Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane. Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato. Senza lattice. Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

U089005

EAN / GTIN

8055060761547

CODICE GEF

29892

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697