



PESSARIO UTERINO SILICONE BLU diam. 65 mm sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 29904

EAN / GTIN 8055060761677

Confezione 1

Pessario in silicone blu, per prolasso uterino. - Sterile - Senza lattice - Autoclavabile a 121°C/15 min o 134°C/10 min fino a 3 volte
Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola multilingue e istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

U089005

EAN / GTIN

8055060761677

CODICE GEF

29904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697