

GEF Medica

CUPOLE ISTEROGRAFIA 25 mm.

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29920

EAN / GTIN 8023279299205

Confezione 10

CUPOLE ISTEROGRAFIA - 25 mm - sterili Cupola troncoconica rigida e trasparente con una cannula conica centrale. Manipolatore flessibile, lungo 25 cm, incorporato alla base; due cateteri in PVC con pinze. Il catetere esterno con rubinetto crea il vuoto, quello all'interno del manipolatore serve per l'iniezione del mezzo di contrasto. La forma troncoconica e la progressiva applicazione del vuoto alla cupola garantiscono un'aderenza perfetta al collo uterino mediante centratura automatica. L'unità di aspirazione cupola/cannula è radiotrasparente e consente di controllare l'area prossimale della cervice. Il radiologo può quindi operare a distanza dal campo radioattivo dopo aver comodamente immobilizzato l'utero. Senza lattice.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U080102EAN / GTIN
8023279299205CODICE GEF
29920

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697