



CONNETTORE PER CUPOLE ISTEROGRAFIA

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **29923**EAN / GTIN **8023279299236**Confezione **10**

Connettore per cupole, sterile. Adatto a: Cod. 29920 CUPOLE
ISTEROGRAFIA - 25 mm - sterili Cod. 29921 CUPOLE ISTEROGRAFIA
- 30 mm - sterili Cod. 29922 CUPOLE ISTEROGRAFIA - 35 mm - sterili

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U080102EAN / GTIN
8023279299236CODICE GEF
29923

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697