



ISTEROMETRO CH 10 senza cursore sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29925

EAN / GTIN 3662914002616

Confezione 1

Isterimetri monouso, sterili, flessibili. Isterometro CH 10 - 30 cm ϕ = 3,3 mm Isterometro con parte distale morbida su impugnatura rigida per IUD (Intra Uterine Device). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, LT, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U089003EAN / GTIN
3662914002616CODICE GEF
29925

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697