



Isterometro CH 12 - Senza cursore - Sterile

Codice GEF (SKU) **29926**

EAN / GTIN **3662914001183**

Isterimetri monouso, sterili, flessibili. Isterometro CH 12 - 30 cm $\varnothing = 4,3$ mm Isterometro con parte distale morbida su impugnatura rigida per IUD (Intra Uterine Device). Manuale multilingue: GB, FR,

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Isterimetri monouso, sterili, flessibili. Isterometro CH 12 - 30 cm $\varnothing = 4,3$ mm Isterometro con parte distale morbida su impugnatura rigida per IUD (Intra Uterine Device). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, LT, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3662914001183

CODICE GEF

29926



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697