



Isterometro CH 14 - Senza Corsore - Sterile

Codice GEF (SKU) **29927**

EAN / GTIN **3662914001190**

Isterimetri monouso, sterili, flessibili. Isterometro CH 14 - 30 cm \varnothing = 4,67 mm Isterometro con sezione distale a dilatazione graduale da ch 10 a ch 14 su 25 mm, adatta per IUS (Intra Uterine System).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Isterimetri monouso, sterili, flessibili. Isterometro CH 14 - 30 cm \varnothing = 4,67 mm Isterometro con sezione distale a dilatazione graduale da ch 10 a ch 14 su 25 mm, adatta per IUS (Intra Uterine System). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, LT, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3662914001190

CODICE GEF

29927



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697