




ISTEROMETRO DOPPIO EVOLUTION sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29929

EAN / GTIN 8023279299298

Confezione 1

ISTEROMETRO EVOLUTION DOPPIO 30 cm L'isterometro più versatile, economico ed ecologico. Stima della profondità uterina, controllo cervicale, permeabilità del canale e orientamento dell'utero. Dispositivo medico sterile, monouso, classe I. Senza lattice, senza PVC. Vita utile: 5 anni. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE. Innovativo sistema a doppio binario. Formato da 2 punte flessibili con dilatazione graduale. Per tutti i tipi di inserimenti IUD e forme dell'utero.

- Lato sinistro: Diametro: da CH 10 a CH 14 (da 3,3 mm a 4,7 mm) •
- Lato destro: Diametro: da CH 8 a CH 12 (da 2,66 mm a 4 mm) Colore rosa pallido che consente una migliore osservazione del muco cervicale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U089003EAN / GTIN
8023279299298CODICE GEF
29929

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697