




ENDOGYN per prelievo endometriale

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 29940

EAN / GTIN 8023279299403

Confezione 1

Per il prelievo endometriale citologico. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta, reinserita nella guaina, consente ai tessuti rimossi in precedenza di essere aspirati. • Misura esterna Ø 3,0 mm • Lunghezza 20 cm • L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo lo strumento

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
U080101EAN / GTIN
8023279299403CODICE GEF
29940

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697