



# Speculum Perno Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) 29946

EAN / GTIN 8023279299465

Confezione 1

Speculum PERNO - piccolo Ø 20 mm SPECULUM PERNO - con regolazione centrale - monouso - sterile Per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero. Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. La superficie liscia ed i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore. Il perno centrale può essere ripiegato all'ingiù per facilitare l'introduzione di strumentario.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
29946	piccolo	8023279299465	1
29947	medio	8023279299472	1
29948	grande	8023279299489	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I S

CND

U089006

EAN / GTIN

8023279299465

CODICE GEF

29946



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697