



## Gel Lubrificante - Tubo 82 G - Sterile

Codice GEF (SKU) 29953

EAN / GTIN 8698712459470

GEL LUBRIFICANTE KLY - sterile La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili. Gel lubrificante Kly - 82 g 1 tubetto Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato p

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- GEL LUBRIFICANTE KLY - sterile La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili. Gel lubrificante Kly - 82 g 1 tubetto Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri. La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure. Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose. Atossico e inodore. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8698712459470

CODICE GEF

29953



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697