



## GEL LUBRIFICANTE IN BUSTINA 5 g

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29957

EAN / GTIN 8698712450149

Confezione 1

GEL LUBRIFICANTE KLY · In bustina da 5 g Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri. La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure. Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose. Atossico e inodore. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V9099

EAN / GTIN

8698712450149

CODICE GEF

29957



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697