



GEL LUBRIFICANTE STERILE IN FLACONE 42 g

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29958

EAN / GTIN 8698712459463

Confezione 1

GEL LUBRIFICANTE KLY • Un tubetto da 42 g • Sterile e senza parabeni Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri. La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure. Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose. Atossico e inodore. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V9099EAN / GTIN
8698712459463CODICE GEF
29958

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697