



GEL LUBRIFICANTE IN FLACONE 82 g

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 29959

EAN / GTIN 8683229601160

Confezione 1

GEL LUBRIFICANTE KLY • Tubetto da 82 g Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge. Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri. La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure. Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose. Atossico e inodore. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V9099

EAN / GTIN

8683229601160

CODICE GEF

29959



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697