



PESSARIO UTERINO AD ANELLO SILICONE diam. 45 mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 30030

EAN / GTIN 6972994800017

Confezione 1

Pessario ad anello in silicone - bianco Ø 45 mm Prolassi di primo e secondo grado Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo. Il pessario funge da sostegno in caso di prolasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo. Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane. Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato. Senza lattice. Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
U089005EAN / GTIN
6972994800017CODICE GEF
30030

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697