



PESSARIO CUBICO SILICONE diam. 25 mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 30071

EAN / GTIN 6972994800901

Confezione 1

Pessario cubico in silicone - bianco Ø 25 mm Pessario cubico in silicone con drenaggio Per prolapsi di terzo grado o procidenza, nonché per cistocele e rettocele. Deve essere rimosso di notte. Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LV, PL, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo. Il pessario funge da sostegno in caso di prolasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo. Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane. Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato. Senza lattice. Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
U089005EAN / GTIN
6972994800901CODICE GEF
30071

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697