




Pinza Retta Monouso con Cavo 3 Metri

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30304

EAN / GTIN 8023279303049

Confezione 1

PINZA RETTA MONOUSO - 15 cm - punta angolata 1,0 mm Le pinze bipolari monouso sono fornite con cavo lungo 3 m. Spina Valleylab (stesso connettore e compatibilità di 30640). Sterilizzazione con ossido di etilene (EtO).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
30304	15 cm	8023279303049	1
30302	20 cm	8023279303025	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L1204

EAN / GTIN

8023279303049

CODICE GEF

30304



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697