



PINZA A BAIONETTA MONOUSO 20 cm con cavo 3 metri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30306

EAN / GTIN 8023279303063

Confezione 1

PINZA A BAIONETTA MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm Le pinze bipolari monouso sono fornite con cavo lungo 3 m. Spina Valleylab (stesso connettore e compatibilità di 30640). Sterilizzazione con ossido di etilene (EtO).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
L1204EAN / GTIN
8023279303063CODICE GEF
30306

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697