



Cavo Bipolare in Silicone 3 M con Connettore Tipo Ethicon per 30310

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **30315**
EAN / GTIN **8023279303155**
Confezione **1 pz.**

CAVO BIPOLARE IN SILICONE ETHICON - 3 m (10') Per forbici bipolari. Connettore 2,5 mm Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* *Richiede adattatore 30642

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8023279303155

CODICE GEF

30315



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697