




Cavo Bipolare Silicone, 3 M, per 30320

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **30325**

EAN / GTIN **8023279303254**

Confezione **1 pz.**

CAVO SILICONE PER PINZE BIPOLARISIGILLATURA ARTERIE - 3 m (10') Connettore 4 mm, spina a banana. Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* (vedere sopra). *Richiede adattatore 30642

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8023279303254

CODICE GEF

30325



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697