



SET 10 ELETTRODI

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30328**EAN / GTIN **8033638322277**Confezione **1**

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: SET
Lunghezza 5 cm Autoclavabili 30 volte Set di 10 elettrodi: Numero riferimento: 1 (codice 30330) - Elettrodo a filo 0,2 mm retto Numero riferimento: 2 (codice 30331) - Elettrodo a filo 0,2 mm angolato 45° Numero riferimento: 3 (codice 30332) - Elettrodo ad ansa Ø 4 retto Numero riferimento: 4 (codice 30333) - Elettrodo ad ansa Ø 8 retto Numero riferimento: 5 (codice 30334) - Elettrodo ad uncino angolato 45° Numero riferimento: 6 (codice 30335) - Elettrodo a filo 1 mm angolato 45° Numero riferimento: 7 (codice 30336) - Elettrodo a cappio retto - retto Numero riferimento: 8 (codice 30337) - Elettrodo a cappio angolato - retto Numero riferimento: 9 (codice 30338) - Elettrodo a sfera Ø 3 mm angolato 45° Numero riferimento: 10 (codice 30339) - Elettrodo a sfera Ø 3 mm retto Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033638322277

CODICE GEF

30328

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697