



ELETTRODO A FILO RETTO

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30330**EAN / GTIN **8033638322284**Confezione **1**

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 1

Elettrodo a filo 0,2 mm retto Lunghezza 5 cm Autoclavabili 30 volte

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033638322284

CODICE GEF

30330

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697