




Elettrodo Ad Ansa - Retto Diam. 8 Mm - 5 Cm

Codice GEF (SKU) 30333

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 4

Elettrodo ad ansa Ø 8 retto

Lunghezza 5 cm

Autoclavabili 30 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 4
- Elettrodo ad ansa Ø 8 retto
- Lunghezza 5 cm
- Autoclavabili 30 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30333



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697