




Elettrodo Ad Uncino - Angolato 45° - 5 Cm

Codice GEF (SKU) 30334

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 5

Elettrodo ad uncino angolato 45°

Lunghezza 5 cm

Autoclavabili 30 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 5
- Elettrodo ad uncino angolato 45°
- Lunghezza 5 cm
- Autoclavabili 30 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30334



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697