



ELETTRODO A PALLA ANGOLATO 45°

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30338

EAN / GTIN 8033638322376

Confezione 1

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 9

Elettrodo a sfera Ø 3 mm angolato 45° Lunghezza 5 cm Autoclavabili 30
volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ,
HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033638322376

CODICE GEF

30338



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697