



ELETTRODO A CAPPIO RETTO retto

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30346

EAN / GTIN 8033638322178

Confezione 1

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 27

Elettrodo a cappio retto - retto Lunghezza 10 cm Autoclavabili 30 volte

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033638322178

CODICE GEF

30346



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697