



Elettrodo a Palla - Angolato 45° - 10 Cm

Codice GEF (SKU) 30348

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 29

Elettrodo a sfera Ø 3 mm angolato 45°

Lunghezza 10 cm

Autoclavabili 30 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 29
- Elettrodo a sfera Ø 3 mm angolato 45°
- Lunghezza 10 cm
- Autoclavabili 30 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30348



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697