



ELETTRODO AD AGO IN TUNGSTENO 5 cm diritto

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30370

EAN / GTIN 8023279303704

Confezione 1

Elettrodo ad ago in tungsteno monouso sterile Ø 2,4 mm • Retto •
Lunghezza: 5 cm L'ago in tungsteno ha un punto di fusione
estremamente alto (> 3400°C), che contribuisce a mantenerlo
appuntito.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
K02030101EAN / GTIN
8023279303704CODICE GEF
30370

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697