



ELETTRODO AD AGO IN TUNGSTENO 5 cm angolato

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30371

EAN / GTIN 8023279303711

Confezione 1

Elettrodo ad ago in tungsteno monouso sterile Ø 2,4 mm • Angolato •
Lunghezza: 5 cm L'ago in tungsteno ha un punto di fusione
estremamente alto (> 3400°C), che contribuisce a mantenerlo
appuntito.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

EAN / GTIN

8023279303711

CODICE GEF

30371



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697