

GEF Medica

AGHI ELETTROLISI INOX BALLET K₃

Codice GEF (SKU) 30401

EAN / GTIN 8023279304015

Confezione 1

AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI. L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo. • Ago K₃ - 0,075 mm (0,003") • Acciaio Inox: ideale per i pazienti con una pelle sana e forte che rispondono bene al trattamento di elettrolisi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279304015

CODICE GEF

30401



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697