

GEF Medica

AGHI ELETTROLISI ISOLATI BALLET K2

Codice GEF (SKU) 30410

EAN / GTIN 8023279304107

Confezione 1

AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI. L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo. • Ago K2 - 0,055 mm (0,002") • Aghi isolati: consigliato per i pazienti che presentano un'alta sensibilità ai disagi di elettrolisi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279304107

CODICE GEF

30410



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697