



ELETTRODO NON-STICK A LAMA sterile

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30420

EAN / GTIN 8023279304206

Confezione 1

Elettrodo monouso, non aderente, Ø 2,4 mm Elettrodo a lama - sterile
Lunghezza: 7 cm Rivestiti in Teflon, non aderiscono ai tessuti.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30420	30420	8023279304206	1
30422	30422	8023279304220	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

EAN / GTIN

8023279304206

CODICE GEF

30420

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697