



ELETTRODO NON-STICK AD AGO sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30425

EAN / GTIN 8023279304251

Confezione 1

Elettrodo monouso, non aderente, Ø 2,4 mm Elettrodo ad ago - sterile
Lunghezza: 10 cm Rivestiti in Teflon, non aderiscono ai tessuti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
K02030101EAN / GTIN
8023279304251CODICE GEF
30425

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697