



ELETTRODO NON-STICK A SFERA sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30429

EAN / GTIN 8023279304299

Confezione 1

Elettrodo monouso, non aderente, Ø 2,4 mm Elettrodo a palla - sterile
Lunghezza: 13 cm Rivestiti in Teflon, non aderiscono ai tessuti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

EAN / GTIN

8023279304299

CODICE GEF

30429

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697