



Elettrodo Ad Ago - 7 Cm - Autoclavabile

Codice GEF (SKU) 30440

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 15

Elettrodo ad ago

Lunghezza 7 cm

Autoclavabili 20 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 15
- Elettrodo ad ago
- Lunghezza 7 cm
- Autoclavabili 20 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30440



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697