




## Elettrodo a Lama - 15 Cm - Autoclavabile

Codice GEF (SKU) 30445

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 16

Elettrodo a lama Spessore 0,5 mm

Lunghezza 15 cm

Autoclavabili 20 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 16
- Elettrodo a lama Spessore 0,5 mm
- Lunghezza 15 cm
- Autoclavabili 20 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**30445**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697