



Elettrodo a Palla 4 Mm - 15 Cm - Autoclavabile

Codice GEF (SKU) 30446

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm Numero riferimento: 17

Elettrodo a sfera Ø 4 mm

Lunghezza 15 cm

Autoclavabili 20 volte Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
- Numero riferimento: 17
- Elettrodo a sfera Ø 4 mm
- Lunghezza 15 cm
- Autoclavabili 20 volte
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES PT, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HU, HR, RO, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30446



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697