



# ASPIRATORE DI FUMI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30450**

EAN / GTIN **8023279304503**

Confezione **1**

ASPIRATORE DI FUMI Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le procedure elettrochirurgiche. I fumi generati durante le procedure elettrochirurgiche hanno un odore sgradevole, forte e persistente. Questi fumi consistono principalmente in vapore acqueo, gas organici, particelle solide visibili o invisibili e particelle virali. Una buona aspirazione e filtrazione elimina i cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e migliora la visione della zona d'intervento durante le procedure laparoscopiche. L'aspirazione può essere attivata: - automaticamente, mediante il sistema elettronico remoto di rilevamento automatico dell'attivazione di un'unità elettrochirurgica ad alta frequenza - manualmente - tramite un comando a pedale (opzionale) - Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da essere adattato alle singole necessità. - Per le procedure laparoscopiche è prevista una funzione specifica (L), rapidamente selezionabile. - Dotato di un controllo elettronico dell'aspirazione con indicazione sullo stato di usura dei filtri. - Sono disponibili due filtri di tipo ULPA rapidamente sostituibili, con carboni attivi: il filtro BLU è il filtro standard in dotazione all'unità, per un iniziale tempo di utilizzo (5 ore), il filtro ROSSO è un filtro di ricambio opzionale, ideale per un tempo di utilizzo lungo (20 ore). Attacco da 7/8". Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 V (115 V su richiesta)
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Potenza max assorbita: 800 VA
- Massima aspirazione vuoto (con carico): 299 LPM (10,59 CFM)
- Massima aspirazione vuoto (senza carico):
- Massima aspirazione statica:
- 1000 LPM (35 CFM)
- 250 mbar (83 in H<sub>2</sub>O)
- Tipo filtro: ULPA con carboni attivi
- Efficienza filtro: 99,999%
- Diametro particelle: 0,12 micron
- Dimensioni - Peso: 370x144x319 mm - 4 kg

CLASSE DM

I

CND

Z12019004

EAN / GTIN

8023279304503

CODICE GEF

30450



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)