



Filtro Red Ulpa (20 Ore) - Ricambio per 30450 da S.n. 0216383

Codice GEF (SKU) 30451

FILTRO ULPA ROSSO (20 ore) per 30450 da N.S. 0216383

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FILTRO ULPA ROSSO (20 ore) per 30450 da N.S. 0216383

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30451



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697