



Filtro Red Ulpa (20 Ore) - Ricambio per 30450 Fino a S.n. 0216382

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **30452**

EAN / GTIN **8033638321379**

Confezione **1 pz.**

FILTRO ULPA ROSSO (20 ore) per 30450 fino a N.S. 0216382

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12019004

EAN / GTIN

8033638321379

CODICE GEF

30452



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697