



KIT ASPIRAZIONE AUTOCLAVABILE PER ASPIRATORE DI FUMI con adattatore per manipolo

Codice GEF (SKU) 30455

EAN / GTIN 8033638321577

Confezione 1

KIT AUTOCLAVABILE CON ADATTATORE MANIPOLO (compatibile con 30515, 30536, 30539, 30548-9, 30551, 30554) Ø 22 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033638321577

CODICE GEF

30455



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697