



PINZA "NON STICK" RETTA

Dispositivo medico

Classe II B

5 varianti

Codice GEF (SKU) 30460

EAN / GTIN 8964000450390

Confezione 1

PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI • Modello: RETTA •
Connettore: EUROPEO • Lunghezza: 15 cm (6") • Tipo di punta: RETTA
• Dimensione punta: 1 mm Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30460	30460	8964000450390	1
30461	30461	8964000450406	1
30462	30462	8964000450413	1
30464	30464	8964000450451	1
30465	30465	8964000450468	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
L1204EAN / GTIN
8964000450390CODICE GEF
30460

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697