



## PINZA "NON STICK" BAIONETTA

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) **30468**EAN / GTIN **8964000450505**Confezione **1**

PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI • Modello: BAIONETTA • Connettore: EUROPEO • Lunghezza: 18 (7") • Tipo di punta: RETTA • Dimensione punta: 1 mm Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30468	30468	8964000450505	1
30469	30469	8964000450512	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**L1204**

EAN / GTIN

**8964000450505**

CODICE GEF

**30468**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697