



PINZA "NON STICK" JEWELLER

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30472

EAN / GTIN 8964000450024

Confezione 1

PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI • Modello: JEWELLER •
Connettore: EUROPEO • Lunghezza: 11,5 (4,5") • Tipo di punta: RETTA
• Dimensione punta: 0,7 mm Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30472	30472	8964000450024	1
30473	30473	8964000450031	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
L1204EAN / GTIN
8964000450024CODICE GEF
30472

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697